

## ژل داگ (Gel Documentation System)

ژل داگ یا سیستم مستندسازی ژل، دستگاهی است که برای ثبت تصاویر از ژل‌های الکتروفورز و آنالیز آنها استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از نور UV یا نور سفید، باندهای DNA، RNA یا پروتئین را که با مواد فلورسنت (مانند اتیدیوم بروماید) رنگ‌آمیزی شده‌اند، به تصویر می‌کشد و سپس با نرم‌افزار مخصوص، آنالیزهای کمی و کیفی روی آنها انجام می‌دهد.

### ۱. هدف و کاربرد (Purpose and Applications)

ژل داگ برای ثبت و آنالیز تصاویر ژل‌های الکتروفورز طراحی شده است. پس از اجرای الکتروفورز و رنگ‌آمیزی ژل، باندهای DNA یا پروتئین قابل مشاهده می‌شوند و دستگاه با استفاده از دوربین حساس، تصویری دیجیتال از آنها ثبت می‌کند. کاربردهای اصلی در آزمایشگاه:

کاربرد	زمینه
تعیین اندازه قطعات DNA، تأیید موفقیت PCR، بررسی کیفیت استخراج DNA	ژل‌های آگارز (DNA/RNA)
بررسی خلوص پروتئین، تعیین وزن مولکولی، آنالیز وسترن بلات	ژل‌های پلی‌اکریل آمید (پروتئین)
تعیین غلظت نسبی DNA یا پروتئین در نمونه‌ها	آنالیز کمی
ثبت دائمی نتایج برای گزارش‌ها و مقالات	مستندسازی

مواد فلورسنت رایج: اتیدیوم بروماید (EtBr) برای DNA، SYBR Safe، GelRed، کوماسی بلو برای پروتئین‌ها.

### ۲. اجزای اصلی دستگاه (Components)

بر اساس مستندات دستگاه‌های Bio-Rad:

توضیح و عملکرد	جزء
محفظه ایزوله و تیره که از نفوذ نور محیط جلوگیری می‌کند. درب آن دارای قفل ایمنی برای محافظت در برابر UV است.	محفظه (Hood)
صفحه ترانس‌یلومیناتور که ژل روی آن قرار می‌گیرد. نور UV (302 nm) یا ۳۶۵ nm باعث فلورسانس مواد متصل به DNA می‌شود.	منبع نور UV
برای ژل‌های پروتئینی رنگ‌آمیزی شده با کوماسی بلو و سایر رنگ‌های قابل مشاهده با نور معمولی.	منبع نور سفید (White Light)
دوربین با حساسیت بالا که تصویر فلورسانس ژل را ثبت می‌کند. قابل تنظیم از نظر زوم، فوکوس و دیافراگم.	دوربین (CCD Camera)
فیلترهای نوری مناسب (مانند فیلتر استاندارد ۵۹۰ nm برای EtBr) که فقط طول موج فلورسانس را عبور می‌دهند.	فیلتر (Filter)
سینی‌های شیشه‌ای یا پلاستیکی که ژل روی آنها قرار می‌گیرد. انواع مختلف برای کاربردهای متفاوت. (UV Tray, White Tray, Blue Tray, Stain-Free Tray)	سینی نمونه (Sample Tray)
نرم‌افزاری مانند Image Lab یا Quantity One برای کنترل دستگاه، ثبت تصویر و آنالیز باندها.	نرم‌افزار (Software)
(اختیاری) برای چاپ سریع تصاویر.	پرینتر حرارتی (Video Printer)

### ۳. روش کار گام به گام (Step-by-Step Procedure)

این روش بر اساس SOP های استاندارد دانشگاه‌ها تهیه شده است.

□ مرحله ۰: نکات ایمنی – بسیار حیاتی

خطر	نکته ایمنی
اتیديوم بروماید (EtBr)	ماده جهش‌زاست - حتماً دستکش و روپوش بپوشید. از دست زدن به ژل بدون دستکش خودداری کنید.
نور UV	به چشم و پوست آسیب می‌زند - هرگز بدون محافظ به نور UV نگاه نکنید. از ماسک/عینک محافظ UV استفاده کنید.
تکنیک یک دستکش (One-Glove Technique)	برای جلوگیری از آلودگی صفحه کلید و موس به ژل: - دستکش را از دست غالب خود درآورید. - با دست بدون دستکش، درها، کامپیوتر و دستگاه را لمس کنید. - با دست دستکش‌دار، ژل را حمل و در دستگاه قرار دهید.

### مرحله ۱: آماده‌سازی و قرار دادن ژل

۱. ژل رنگ‌آمیزی شده را با دستکش از بافر خارج کنید.
۲. ژل را به آرامی روی سینی شیشه‌ای مرکز قرار دهید (اطمینان از نبود حباب هوا بین ژل و شیشه).
۳. با دست بدون دستکش، درب محفظه را باز کنید.
۴. سینی حاوی ژل را در مرکز صفحه UV قرار دهید.
۵. درب محفظه را ببندید.

### 📷 مرحله ۲: راه‌اندازی نرم‌افزار و دوربین

۱. کامپیوتر را روشن کرده و نرم‌افزار (Image Lab) یا (Quantity One) را اجرا کنید.
۲. با دست بدون دستکش، موس و صفحه کلید را کنترل کنید.
۳. در نرم‌افزار، گزینه **Live/Focus** را فعال کنید تا تصویر زنده از ژل ببینید.
۴. با استفاده از کنترل‌های نرم‌افزار (یا دستی روی دوربین)، تنظیمات زیر را انجام دهید:
  - **Zoom:** بزرگ‌نمایی کنید تا ژل کل کادر را پر کند.
  - **Focus:** تصویر را کاملاً شارپ کنید.
  - **Iris/Aperture:** مقدار نور ورودی به دوربین را تنظیم کنید (بازتر = روشن‌تر).
۵. منبع نور مناسب را روشن کنید:

  - **UV Trans:** برای ژل‌های EtBr یا SYBR Safe (DNA).
  - **White Light:** برای ژل‌های پروتئینی کوماسی بلو.

## مرحله ۳: تنظیم نوردهی (Exposure) و ثبت تصویر

۱. روی دکمه **Auto Expose** کلیک کنید تا نرم افزار زمان نوردهی مناسب را تخمین بزند.
۲. تصویر را بررسی کنید:
  - اگر خیلی روشن (باندها اشباع شده، قرمز رنگ): زمان نوردهی را کاهش دهید.
  - اگر خیلی تاریک است: زمان نوردهی را افزایش دهید.
۳. برای تنظیم دستی، گزینه **Manual Expose** را انتخاب کنید و عدد زمان (بر حسب ثانیه) را تغییر دهید.
۴. از نوار وضعیت **Exposure Status** برای پیگیری پیشرفت نوردهی استفاده کنید.
۵. پس از رضایت از کیفیت تصویر، دکمه **Freeze** را بزنید تا نوردهی متوقف شود و تصویر نهایی ثابت شود.

## مرحله ۴: ویرایش و ذخیره تصویر (اختیاری)

۱. با استفاده از ابزارهای **Display**، کیفیت ظاهری تصویر را تنظیم کنید:
  - **Auto-scale:** تنظیم خودکار کنتراست.
  - **High/Low Sliders:** تنظیم دستی روشنایی و کنتراست (کشیدن **High** به چپ = پررنگ تر کردن باندهای ضعیف؛ **Low** به راست = کاهش نویز پس زمینه. )
  - **Gamma:** تنظیم غیرخطی کنتراست.
  - **Invert Display:** تبدیل باندهای روشن در زمینه تاریک به باندهای تیره در زمینه روشن.
  - **Highlight Saturated Pixels:** نمایش پیکسل‌های اشباع شده به رنگ قرمز.
۲. روی دکمه **Save** کلیک کنید.
۳. نام فایل و مسیر ذخیره سازی را انتخاب کرده و **Save** را بزنید.
۴. تصویر را می‌توانید به صورت **TIFF** (برای آنالیز پیشرفته) یا **JPEG** (برای گزارش) ذخیره کنید.

## مرحله ۵: چاپ (اختیاری)

۱. اگر از پرینتر حرارتی استفاده می‌کنید، روی **Video Print** کلیک کنید.
۲. در صورت نیاز، در پنجره **Options** می‌توانید اطلاعات اضافی (نام فایل، تاریخ، زمان نوردهی) را به پایین پرینت اضافه کنید.
۳. روی **OK** کلیک کنید تا چاپ شود.

## مرحله ۶: خاموش کردن و تمیزکاری

۱. منبع **UV** یا **White Light** را خاموش کنید.
۲. با دست دستکش‌دار، درب محفظه را باز کنید و ژل را خارج کنید.

۳. با دست دستکش دار و دستمال کیموپ (فقط کیموپ – از دستمال کاغذی معمولی استفاده نکنید، شیشه را خط می‌اندازد)، سطح شیشه را تمیز کنید.
۴. درب محفظه را ببندید.
۵. نرم‌افزار را ببندید و کامپیوتر را خاموش کنید.
۶. ژل را در ظرف زباله شیمیایی (مخصوص EtBr) بیندازید.
۷. لاگ‌بوک را با دست بدون دستکش پر کنید.

## ۴. آنالیز تصاویر (Image Analysis)

پس از ذخیره تصویر، نرم‌افزار Image Lab ابزارهای قدرتمندی برای آنالیز کمی و کیفی دارد.

### تشخیص خودکار (Auto Analysis)

۱. تصویر ذخیره شده را باز کنید یا بلافاصله پس از گرفتن، روی **Analyze** کلیک کنید.
۲. روی **Auto Analysis** در جعبه ابزار **Analysis** کلیک کنید.
۳. پارامترهای تشخیص را تنظیم کنید:

- **حساسیت (Sensitivity):** عددی بین ۰ تا ۱۰۰. پیش‌فرض ۱۰۰،۰. برای باندهای کم‌رنگ به ۲۰،۰ افزایش دهید.
- **حساسیت تشخیص باند:** گزینه **Low** برای باندهای پررنگ، **High** (۰،۲۵) برای باندهای کم‌رنگ، **Custom** یا **Custom**.
- **تنظیمات آنالیز وزن مولکولی (اگر استاندارد دارید):**
  - استاندارد وزن مولکولی) مثلاً (Bio-Rad Precision Plus را انتخاب کنید.
  - مشخص کنید استاندارد در کدام لاین‌ها قرار دارد.
  - روش رگرسیون **Linear** (برای **semi-log**) را انتخاب کنید.

### ابزارهای آنالیز دستی

منبع	کاربرد	ابزار
	اضافه، حذف یا تنظیم مرز لاین‌ها و باندها به صورت دستی. همچنین حذف خودکار پس‌زمینه با Rolling Disk ۹۹-۱ میلی‌متر)	<b>Lanes and Bands Tool</b>
	محاسبه وزن مولکولی بر اساس استاندارد. نتایج در جدول <b>Analysis Table</b> نمایش داده می‌شود.	<b>Molecular Weight Analysis Tool</b>
	آنالیز کمی نسبی و مطلق (محاسبه غلظت با استانداردهای شناخته شده)	<b>Quantity Tools</b>
	نمایش نمودار شدت بر حسب موقعیت در هر لاین. مرز باندها با خطوط عمودی مشخص می‌شود.	<b>Lane Profile</b>

Standard Curve	نمایش منحنی کالیبراسیون (molecular weight, absolute quantity, volume و مقدار) $R^2$ مقدار نزدیک به ۱ = منحنی عالی)
----------------	--

## تعاریف اندازه‌گیری‌ها در جدول آنالیز

طبق مستندات: Bio-Rad

اندازه‌گیری	توضیح
<b>Band No.</b>	شماره منحصربه‌فرد باند در هر لاین
<b>Mol. Wt. (kDa)</b>	وزن مولکولی محاسبه شده بر اساس استاندارد (مقادیر ایتالیک = برون‌یابی). برای ژل اسید نوکلئیک، اندازه بر حسب جفت باز، (bp)
<b>Volume (Int)</b>	مجموع شدت تمام پیکسل‌های داخل مرز باند
<b>Abs. Quant.</b>	کمیت مطلق بر اساس استانداردهای شناخته شده
<b>Rel. Quant.</b>	کمیت نسبی نسبت به باند مرجع (R)
<b>Band %</b>	درصد حجم این باند نسبت به کل حجم باندهای لاین
<b>Lane %</b>	درصد حجم این باند نسبت به کل حجم لاین

## ۵. عیب‌یابی مشکلات رایج (Troubleshooting)

مشکل	علت احتمالی	راه حل
تصویر خیلی روشن/باندها اشباع شده (قرمز)	زمان نوردهی (Exposure) خیلی طولانی است	زمان Manual Expose را کاهش دهید یا دوباره Auto Expose بگیرید
تصویر خیلی تاریک	زمان نوردهی کافی نیست	زمان Manual Expose را افزایش دهید یا Auto Expose را دوباره بزنید
نویز پس‌زمینه زیاد است	نور محیط به محفظه نفوذ کرده یا ژل کثیف است	درب محفظه را محکم ببندید. از High/Low Sliders برای کاهش نویز استفاده کنید (Low) را به راست بکشید ( )
فوکوس تصویر تار است	زوم یا فوکوس دوربین تنظیم نشده است	در حالت Live/Focus، زوم و فوکوس را دوباره تنظیم کنید
دوربین وصل نمی‌شود	کابل USB قطع است یا درایور نصب نشده	کابل‌ها را بررسی کنید. درایور دوربین را طبق دفترچه نصب کنید
نرم‌افزار لانچ نمی‌شود	مشکل پس از قطع برق	کامپیوتر را ریستارت کنید
باندهای غیراختصاصی زیاد شناسایی می‌شود	حساسیت خیلی بالا (High) است یا نویز زیاد است	حساسیت را به Low یا Custom کاهش دهید (مقدار ۲۵) یا Noise Filter را افزایش دهید
باندهای نزدیک به هم یکی شناسایی می‌شوند	تنظیمات تشخیص مناسب نیست	Noise Filter را کاهش دهید و/یا حساسیت را افزایش دهید

## ۶. نگهداری و کالیبراسیون (Maintenance & Calibration)

### تمیزکاری روزانه

نکات	روش تمیزکاری	قسمت
فقط کیموپ – کاغذ معمولی شیشه را خط می‌اندازد	با دستمال کیموپ (Kimwipe) و در صورت نیاز الکل ۷۰٪	سطح شیشه (ایمیجینگ پلیت)
اطمینان از خشک بودن کامل قبل از بستن درب	با دستمال مرطوب	درب و بدنه خارجی

### کالیبراسیون دوره‌ای (بر اساس مستندات Bio-Rad)

زمان انجام	توضیح	نوع کالیبراسیون
راه‌اندازی اولیه یا پس از جابجایی دستگاه	جبران ناهمگونی ذاتی لنز دوربین. نیاز به دیسک کالیبراسیون مخصوص Lens Flat Field Calibration disc دارد	Flat Field Correction
راه‌اندازی اولیه	ثبت تصویر در تاریکی کامل برای کاهش نویز پس‌زمینه	Dark Image Correction
راه‌اندازی اولیه (حداکثر ۷ دقیقه)	کالیبراسیون فوکوس خودکار دوربین برای تمام ارتفاعات	Focus Calibration
راه‌اندازی اولیه	جبران اعوجاج ناشی از منبع نور UV یا White Light	White Light/UV Flat Field

### راه‌اندازی اولیه دستگاه جدید

در صورت نصب دستگاه جدید، مراحل زیر را انجام دهید:



۱. نصب نرم‌افزار Image Lab.
۲. اتصال کابل‌ها (USB)، لنز، دوربین، برق.
۳. نصب درایور دوربین (در ویندوز).
۴. اجرای **Instrument Calibration Wizard** – این ویزارد کالیبراسیون‌های فوق را به صورت خودکار انجام می‌دهد.

## ۷. چک لیست سریع برای کاربران

مرحله	اقدام	انجام شد؟
۱	دستکش، روپوش و عینک ایمنی پوشیده شده؟	<input type="checkbox"/>
۲	تکنیک یک دستکش رعایت می شود؟	<input type="checkbox"/>
۳	ژل در مرکز سینی شیشه ای قرار گرفته و حباب هوا ندارد؟	<input type="checkbox"/>
۴	نرم افزار باز و دوربین در حالت Live/Focus است؟	<input type="checkbox"/>
۵	زوم و فوکوس تنظیم شده و ژل کامل در کادر است؟	<input type="checkbox"/>
۶	منبع نور مناسب (UV) یا (White) روشن شده است؟	<input type="checkbox"/>
۷	Auto Expose گرفته شده یا Manual Expose تنظیم شده است؟	<input type="checkbox"/>
۸	کیفیت تصویر رضایت بخش است (اشباع نشده، نویز کم)؟	<input type="checkbox"/>
۹	Freeze زده شده و تصویر ذخیره شده است؟	<input type="checkbox"/>
۱۰	پس از اتمام، UV خاموش، ژل خارج و شیشه تمیز شده است؟	<input type="checkbox"/>
۱۱	لاگ بوک با دست بدون دستکش پر شده است؟	<input type="checkbox"/>
۱۲	ژل در ظرف زباله شیمیایی (EtBr waste) انداخته شده است؟	<input type="checkbox"/>

### ✦ جمع بندی نهایی

ژل داک ابزاری ضروری برای مستندسازی و آنالیز نتایج الکتروفورز است. با رعایت اصول زیر می توانید تصاویر با کیفیت و نتایج قابل اعتمادی داشته باشید:

۱.  ایمنی اولویت اول EtBr – جهش زاست، نور UV به چشم آسیب می زند.
۲.  تکنیک یک دستکش – کامپیوتر و دستگاه را با دست بدون دستکش لمس کنید.
۳.  تنظیم صحیح نوردهی – از Auto Expose شروع کنید، سپس Manual را برای بهترین کیفیت تنظیم کنید.
۴.  آنالیز دقیق – از Auto Analysis برای تشخیص خودکار لاین ها و باندها استفاده کنید و پارامترها (Sensitivity, Molecular Weight Standard) را تنظیم نمایید.