

الکتروفورژ

الکتروفورژ یک تکنیک آزمایشگاهی است که از میدان الکتریکی برای جداسازی مولکول‌های DNA، RNA یا پروتئین بر اساس اندازه، بار الکتریکی و ساختار آنها استفاده می‌کند.

۱. اصول عملکرد (Working Principle)

در الکتروفورژ، مولکول‌های باردار در یک میدان الکتریکی درون یک ماتریکس ژل (آگارز برای DNA/RNA یا پلی‌آکریل آمید برای پروتئین‌ها) مهاجرت می‌کنند. مولکول‌های کوچک‌تر سریع‌تر حرکت می‌کنند و مسافت بیشتری را طی می‌کنند، در حالی که مولکول‌های بزرگ‌تر کندتر حرکت می‌کنند.

مقایسه انواع الکتروفورژ:

نوع	ماتریکس	کاربرد اصلی
الکتروفورژ ژل آگارز	آگارز	جداسازی DNA و RNA قطعات بزرگ)
الکتروفورژ ژل پلی‌آکریل آمید (SDS-PAGE)	پلی‌آکریل آمید	جداسازی پروتئین‌ها بر اساس وزن مولکولی
الکتروفورژ مویرگی (Capillary Electrophoresis)	مویرگ	آنالیز با وضوح بالا، توالی‌یابی DNA

۲. تجهیزات و مواد مصرفی (Equipment & Consumables)

تجهیزات اصلی:

جزء	توضیح
پاور ساپلای (Power Supply)	تأمین ولتاژ و جریان الکتریکی ثابت
تانک الکتروفورژ (Electrophoresis Tank)	محفظه حاوی بافر و ژل، مجهز به الکترودهای مثبت و منفی
قالب ریخته‌گری ژل (Gel Casting Assembly)	شامل صفحات شیشه‌ای با فاصله‌انداز (۱.۵/۱.۰/۰.۷۵ میلی‌متر)
سیستم مستندسازی ژل (Gel Documentation)	برای مشاهده و ثبت تصاویر ژل زیر نور UV
میکروپیپت و نوک	برای بارگذاری نمونه‌ها در چاهک‌ها

مواد مصرفی رایج برای SDS-PAGE پروتئین: [citation]

نقش	ماده
تشکیل ماتریکس ژل برای جداسازی پروتئین‌ها	اکریل آمید/بیس اکریل آمید (Acrylamide/Bis)
حفظ pH پایدار) بافر جداکننده pH ۸٫۸، بافر چگالنده pH ۶٫۸)	بافر تریس (Tris Buffer)
دنا توره کردن پروتئین‌ها و ایجاد بار منفی یکنواخت	(SDS سدیم دودسیل سولفات)
آغازگر پلیمریزاسیون (محلول ۱۰٪ در آب)	(APS آمونیوم پرسولفات)
شتاب‌دهنده پلیمریزاسیون	TEMED
محیط هدایت جریان الکتریکی (TGS: تریس-گلیسین SDS)-	بافر رانینگ (Running Buffer)

۳. هشدارهای ایمنی ⚠ – (Safety Hazards) بسیار مهم

الکتروفورز دارای خطرات جدی است که باید رعایت شوند:

خطرات الکتریکی: (Electrical Hazards)

خطر	اقدام ایمنی
شوک الکتریکی کشنده	دستگاه‌های الکتروفورز در ولتاژ ۱۰۰ ولت می‌توانند شوک ۲۵ میلی‌آمپر (کشنده) ایجاد کنند
اتصالات مرطوب	هرگز با دست خیس به سیم‌ها و دستگاه دست نزنید
اتصال کوتاه	قبل از اتصال سیم‌ها، پاور را خاموش کنید

قوانین طلایی ایمنی الکتریکی: [citation]

- ✓ همیشه قبل از باز کردن درب تانک، پاور را خاموش و سیم‌ها را جدا کنید
- ✓ از پاورهایی با قفل ایمنی (Safety Interlock) استفاده کنید
- ✓ دستگاه را بدون مراقبت روشن نگذارید
- ✓ تانک الکتروفورز باید حتماً درب داشته باشد

خطرات شیمیایی: [citation] (Chemical Hazards)

خطر	ماده
سرطان‌زا، نورو توکسین، تحریک کننده	اکریل آمید (Acrylamide)
جهش‌زا (Mutagen) ، تحریک کننده	اتیدیم بروماید (Ethidium Bromide)
خورنده، سمی	فنول (Phenol)
سرطان‌زا، سمی	کلروفرم (Chloroform)

اقدامات ایمنی:

- تهیه ژل و کار با مواد خطرناک در هود شیمیایی انجام شود
- از دستکش نیتریل (نه لاتکس) استفاده کنید
- از عینک ایمنی استفاده کنید

خطرات اشعه: UV

هنگام مشاهده ژل روی ترانس ایلومیناتور UV، از عینک یا محافظ صورت مناسب استفاده کنید.

۴. روش کار گام به گام (Step-by-Step Procedure)

این روش برای الکتروفورز پروتئین (SDS-PAGE) با استفاده از سیستم Bio-Rad ارائه شده است. [citation]

مرحله ۱: آماده سازی بافر رانینگ (Running Buffer Preparation)

از بافر TGS (Tris-Glycine-SDS) استفاده کنید.

تهیه بافر مادر ۱۰:۱ X

ماده	مقدار برای ۱۰۰۰ میلی لیتر
تریس (Tris)	۳۰٫۲۸ گرم
گلیسین (Glycine)	۱۴۴٫۱۳ گرم
SDS	۱۰ گرم

pH نهایی باید حدود ۸٫۳ باشد.

تهیه بافر کار ۱:۱۰ X: ۱۰۰ میلی لیتر بافر مادر + ۹۰۰ میلی لیتر آب مقطر

مرحله ۲: آماده سازی ژل (Gel Preparation)

انتخاب درصد ژل بر اساس وزن مولکولی پروتئینها:

محدوده وزن مولکولی مناسب	درصد ژل
۵۰-۲۰۰ کیلودالتون	۶٪
۳۰-۱۲۰ کیلودالتون	۸٪
۲۰-۸۰ کیلودالتون	۱۰٪
۱۰-۵۰ کیلودالتون	۱۲٪
۳۰ < کیلودالتون	۱۵٪

تهیه ژل جداکننده (Resolving Gel) (۱۰٪) برای دو ژل ۱,۵ میلی متری:

ماده	مقدار
آب مقطر	۳,۹۶ میلی لیتر
۳۰٪ آکريل آميد	۳,۳۴ میلی لیتر
۱,۵ M تریس (pH ۸,۸)	۲,۵۰ میلی لیتر
۱۰٪ SDS	۱۰۰ میکرو لیتر
۱۰٪ APS	۵۰ میکرو لیتر
TEMED	۵ میکرو لیتر

تهیه ژل چگالنده (Stacking Gel):

ماده	مقدار
آب مقطر	۲,۸۵ میلی لیتر
۳۰٪ آکريل آميد	۰,۷۵ میلی لیتر
۱,۰ M تریس (pH ۶,۸)	۱,۲۵ میلی لیتر
۱۰٪ SDS	۵۰ میکرو لیتر
۱۰٪ APS	۲۵ میکرو لیتر
TEMED	۵ میکرو لیتر

مراحل ریختن ژل: [citation]

- صفحات شیشه‌ای را تمیز و مونتاژ کنید
- مواد ژل جداکننده را به ترتیب اضافه کنید (TEMED را آخر اضافه کنید)
- محلول را بین صفحات بریزید (تا حدود ۱,۵ سانتی متر از بالای صفحه کوتاه)
- روی ژل آب مقطر بریزید تا سطح صاف شود
- بگذارید ۲۰-۴۰ دقیقه پلیمریزه شود
- آب رویی را تخلیه کنید

۷. مواد ژل چگالنده را مخلوط کرده و روی ژل جداکننده بریزید
 ۸. شانه را وارد کرده و بگذارید پلیمریزه شود

مرحله ۳: آماده‌سازی نمونه [citation] (Sample Preparation)

نمونه غیر احیا شده (Non-Reduced)	نمونه احیا شده (Reduced)	جزء
X میکرولیتر	X میکرولیتر	نمونه پروتئین
۲,۵ میکرولیتر	۲,۵ میکرولیتر	بافر لودینگ ×۴
—	۱ میکرولیتر	عامل احیا (DTT یا β -ME)
X ۷,۵ - میکرولیتر	X ۶,۵ - میکرولیتر	آب دیونیزه
۱۰ میکرولیتر	۱۰ میکرولیتر	حجم نهایی

نکات مهم: [citation]

- نمونه را به مدت ۱۰ دقیقه در ۷۰ درجه سانتی‌گراد حرارت دهید (هرگز نجوشانید)
- قبل از بارگذاری، نمونه را به آرامی سانتریفیوژ کنید
- حداکثر حجم بارگذاری: ۸۰ میکرولیتر برای ژل ۱۰ چاهکی

مرحله ۴: مونتاژ تانک الکتروفورز [citation]

۱. واشرهای سیلیکونی را در موقعیت صحیح قرار دهید) اگر از ژل mPAGE استفاده می‌کنید، واشرها را برعکس کنید تا نشتی بافر جلوگیری شود)
۲. کاست ژل را با صفحه کوتاه رو به داخل هسته مرکزی قرار دهید
۳. کاست دوم را در سمت دیگر قرار دهید
۴. هسته مرکزی (Core) را در تانک الکتروفورز قرار دهید
۵. بافر رانینگ ×۱ را داخل هسته بریزید (تا بالای چاهک‌ها)
۶. بافر را در بیرون هسته (محفظه خارجی) بریزید

مرحله ۵: بارگذاری نمونه و اجرای ژل

بارگذاری نمونه: [citation]

- نوک پمپت را به صورت عمودی وارد چاهک کنید
- نمونه را به آرامی تزریق کنید
- از ایجاد حباب خودداری کنید

شرایط اجرا: [citation]

بافر	ولتاژ	زمان تقریبی
MES (برای پروتئین‌های < ۲۰ کیلودالتون)	۱۸۰ ولت	۲۲-۴۰ دقیقه
MOPS (برای پروتئین‌های > ۲۰ کیلودالتون)	۲۰۰ ولت	۲۷-۳۶ دقیقه

نکته MES: سریع‌تر اجرا می‌شود و جداسازی بهتری برای پروتئین‌های با وزن مولکولی پایین دارد. MOPS برای پروتئین‌های با وزن مولکولی متوسط و بالا مناسب‌تر است. [citation]

مرحله ۶: خارج کردن ژل [citation]

۱. پاور و سیم‌ها را جدا کنید
۲. درب تانک را بردارید
۳. کاست‌ها را از هسته خارج کنید
۴. با استفاده از ابزار بازکننده کاست (Gel Cassette Opener)، صفحات را از دو طرف باز کنید
۵. ژل را به آرامی از صفحه جدا کرده و برای رنگ‌آمیزی یا وسترن بلات در بافر مناسب قرار دهید

۵. انتخاب بافر مناسب [citation] (MES vs MOPS)

بافر	زمان اجرا	محدوده وزن مولکولی بهینه
MES	سریع‌تر (۲۲-۳۰ دقیقه)	پروتئین‌های کوچک (< ۲۰ کیلودالتون)
MOPS	کندتر (۳۱-۳۶ دقیقه)	پروتئین‌های متوسط تا بزرگ (> ۲۰ کیلودالتون)

۶. عیب‌یابی مشکلات رایج (Troubleshooting)

مشکل	علت احتمالی	راه‌حل
باند‌ها کشیده یا پخش شده	نمونه بیش از حد بارگذاری شده	مقدار نمونه را کاهش دهید
باند‌های کج (Smiling Effect)	حرارت نامناسب، بافر کهنه	از بافر تازه استفاده کنید، ولتاژ را کاهش دهید
عدم مشاهده باند	نمونه کم، رنگ‌آمیزی نامناسب	مقدار نمونه را افزایش دهید، روش رنگ‌آمیزی را بررسی کنید
نویز پس‌زمینه بالا	ژل کثیف، بافر آلوده	از بافر تازه استفاده کنید، ژل را در آب مقطر بشویید
نشستی بافر	واشرها معیوب هستند	واشرها را بررسی و تعویض کنید

۷. چک‌لیست سریع برای کاربران

مرحله	اقدام	انجام شد؟
۱	دستکش نیتریل، روپوش و عینک ایمنی پوشیده شده؟	<input type="checkbox"/>
۲	بافر رانینگ تازه تهیه شده؟	<input type="checkbox"/>
۳	ژل پلیمریزه شده و شانه بدون آسیب خارج شده؟	<input type="checkbox"/>
۴	نمونه‌ها با بافر لودینگ مخلوط و حرارت دیده (۷۰°C، ۱۰ دقیقه)؟	<input type="checkbox"/>
۵	تانک مونتاژ و از نظر نشستی بررسی شده؟	<input type="checkbox"/>
۶	نمونه‌ها در چاهک‌ها بارگذاری شده (نوک عمودی)؟	<input type="checkbox"/>
۷	ولتاژ صحیح تنظیم شده و اجرا شروع شده؟	<input type="checkbox"/>
۸	پس از پایان، پاور خاموش و سیم‌ها جدا شده؟	<input type="checkbox"/>
۹	ژل خارج شده و برای مرحله بعد آماده است؟	<input type="checkbox"/>

✦ جمع‌بندی نهایی

الکتروفورژیکی از اساسی‌ترین تکنیک‌های زیست‌شناسی مولکولی برای جداسازی DNA، RNA و پروتئین‌ها است. با رعایت اصول زیر می‌توانید نتایج قابل اعتمادی به دست آورید:

۱. **ایمنی اولویت اول** - قبل از باز کردن تانک، پاور را خاموش کنید. همیشه از دستکش نیتریل و عینک ایمنی استفاده کنید [citation]
۲. **انتخاب ژل مناسب** - درصد ژل را بر اساس وزن مولکولی هدف انتخاب کنید
۳. **دما و ولتاژ صحیح** - نمونه را در ۷۰ درجه سانتی‌گراد حرارت دهید (هرگز نجوشانید) [citation]

۴. بافر تازه - از بافر رانینگ تازه و با pH صحیح استفاده کنید
۵. بارگذاری یکسان - حجم و غلظت نمونه را در لاین‌های مختلف یکسان کنید
۶. انتخاب بافر مناسب MES - برای پروتئین‌های کوچک، MOPS برای پروتئین‌های بزرگ [citation]